

ONDERHOUD VAN UW HOORAPPARAAT

Achter het oortoestel met maatstukje



HOORCENTRUM AERTS

info@hoorcentrumaerts.be
www.hoorcentrumaerts.be



HOORCENTRUM AERTS
DE HOORSPECIALIST

Onderhoud

Belangrijk is dat u ongeveer **driemaandelijks** bij Hoorcentrum Aerts langskomt voor een grondige **reiniging**. Zo kunnen we u een goede geluidskwaliteit en optimaal gebruik van uw toestel garanderen. Dit kan zonder afspraak. We nodigen u **jaarlijks** uit om **uw gehoor en hoorapparaat te controleren**. Op die manier kunnen we vroegtijdig ingrijpen bij kwaliteitsverlies en een algemene controle doen. Daartoe dient u een afspraak te maken in één van onze hoorcentra.

Uw hoorapparaat komt dagdagelijks in contact met stof, vocht en bacteriën.

Voor een optimale werking is het belangrijk om dagelijks je hoorapparaat te reinigen. Dat vraagt niet meer dan een minuutje tijd. Het is reinigen is niet super moeilijk. Met dagelijkse oefening zijn we ervan overtuigd dat u dit snel zelf kan. We zetten de belangrijkste reinigingstips op een rijtje.



DEZE REINIGING BESTAAT UIT 3 ELEMENTEN:

- Schoonmaken
- Reinigen van het oorstuk
- Drogen





1. Schoonmaken

Bij Hoorcentrum Aerts vindt u reinigingsdoekjes die gemaakt zijn om hoortoestellen proper te maken en te desinfecteren. Dit zonder de kleur van uw hoortoestel aan te tasten. U neemt uit deze doos één doekje en gaat hiermee over uw hoortoestel. Zorg ervoor dat al het zichtbaar vuil verwijderd wordt.

Indien u de spray thuis gebruikt, dient

u deze eerst op een doekje aan te brengen, nooit rechtstreeks op uw hoortoestel.



2. Grondige reiniging van het oorstuk

De grondige reiniging van het oorstuk hoeft niet dagdagelijks te gebeuren. Gemiddeld genomen is het voldoende om dit wekelijks te doen. De frequentie van deze grondige reiniging is individueel bepaald. Vraag uw audioloog naar de geschikte regeling voor u.



1a Neem het oorstuk van uw hoorapparaat. Enkel dit oorstuk wordt hier verder gereinigd.



2 Open uw reinigingsbeker en haal het bovenste departement eruit.



3a Leg de reinigingstablet in de beker en vul met lauw water.



4 Leg het oorstuk in het bovensten departement. En plaatst dit opnieuw in de beker.



5 Haal het departement hier opnieuw uit na een halfuur (minstens 10 minuten).



6 Neem uw oorstuk eruit en blaas hierdoor met het blaaspeertje. Zorg ervoor dat het goed droog is en hang dit opnieuw aan uw hoorapparaat.

3. Drogen

Wanneer u uw hoorapparaat doorheen de dag draagt, zal het hoorapparaat niet alleen blootgesteld worden aan stof, maar ook aan vocht (regen, zweet,...). Gezien een hoorapparaat voor een groot deel uit elektronica bestaat, is het van cruciaal belang dat dit niet vochtig kan worden. Zelfs wanneer een toestel niet meteen uitvalt na contact met vocht, kan dit nog steeds later gebeuren door corrosie. Drogen kan via één van onderstaande systemen: droogtablet of droogbox.

We raden u aan om uw hoorapparaat dagdagelijks te drogen. Drogen doet u best 's avonds en dit elke avond.





3.1 Droogbox



Ook hier raden we, omwille van de warmte, aan om de batterij uit uw hoorapparaat te nemen.



Leg de hoorapparaten in uw droogbox. Duw op de startknop zodat de lampjes erboven branden. De eerste minuten zal er een UV-lampje de bacteriën op uw toestel verwijderen. Daarna zal door de circulatie van warme lucht het vocht verdampen. Uw droogbox zal automatisch uitvallen na 2.5 uur. Indien u 2x op de startknop duwt, werkt het toestel 5 uur.

3.2 Droogtablet



Neem uw droogtablet uit de verpakking. Zorg ervoor dat het kartonnetje wel steeds gesloten blijft.



Neem de batterij uit uw hoorapparaat.



Leg de tablet, met het kartonnetje naar boven, samen met uw hoorapparaat en oorstuk in een doosje. Laat dit een hele nacht liggen en haal alles er 's morgens weer uit. Vergeet niet uw doosje weer goed te sluiten. Uw droogtablet is oranje bij gebruik, ze zal witter worden na 1 maand en dan dient u deze te vervangen.





Soorten reinigingsproducten



90 VOCHTIGE DOEKJES IN VERDELER

Doekjes om uw hoorapparaat schoon te maken



REINIGINGSVLOEISTOF 30 ML

Op een doekje aanbrengen om uw hoorapparaat schoon te maken



REINIGINGSTABLETTE'N, 22 STUKS

Reinigingstabletten om uw oorstuk grondig te reinigen



BLAASPEERTJE

Te gebruiken na het reinigen van uw oorstuk om dit droog te blazen.



DROOGTABLETTEN, 8 STUKS

Om uw hoorapparaat dagdagelijks te drogen.



REINIGINGSDOOSJE

Doosje dat uit twee compartimenten bestaat om uw oorstuk te reinigen



DROOGDOOSJE

Sluit goed af, zodat het geschikt is voor het drogen met droogtabletten



DROOGBOX

Elektrisch droogstelsel inclusief UV-filter om te desinfecteren



HOORCENTRUM AERTS

info@hoorcentrumaerts.be
www.hoorcentrumaerts.be